



Labor Dr. Matt AG

Im alten Riet 36

LI-9494 Schaan

Tel. ++423 233 38 33

www.labor-matt.com

office@labor-matt.com

Anleitung zur Entnahme von Wasserproben aus Dentaleinheiten Mikrobiologische Untersuchungen

Notwendiges Material

- **Sterile** Flaschen (können bei uns kostenlos bezogen werden)

Probenahme

- Die Probenahme erfolgt durch einen Mitarbeiter der Zahnarztpraxis an einem Montag frühmorgens, bevor die Dentaleinheit benutzt wurde.
- Flasche beschriften, anschliessend öffnen ohne die Deckelinnenseite oder den Flaschenhals zu berühren. Der Schraubdeckel ist mit der Öffnung nach unten in der Hand zu halten.
- Flasche **ohne vorzuspülen** (enthält Natriumthiosulfat als Inaktivator oxidierender Desinfektionsmittel) **mit mind. 300ml Wasser** befüllen und sofort wieder verschliessen.



Probentransport

- Proben gekühlt und nach der Probenahme bis spätestens 12.00 Uhr ins Labor bringen.

Untersuchung

- Die Untersuchung erfolgt gleichentags. Dabei wird die Bakterienzahl (aerobe mesophile Keime), der Nachweis von *Pseudomonas aeruginosa* und Legionellen ermittelt.

Haben Sie Fragen?

- Rufen Sie uns an: Tel. ++423 233 38 33 oder senden Sie eine E-Mail an: office@labor-matt.com